

MOS シャインMブラケット

シャインMジルコニア ブラケット

医療機器認証番号 221AGBZX00279000

● 審美性

- ・天然歯と近似したカラーによる高い審美性。
- ・高純度ジルコニアにより変色することはありません。

● 強度と耐久性

- ・「セラミック スチール」と呼ばれるほどの金属と同等の強度です。
- ・アルミナセラミックの2～3倍の曲げ強度です。
- ・長期安定性に優れ、治療中に破損しにくい、耐久性です。
- ・高純度の単結晶ジルコニア製ブラケットです。


















● 生体親和性

- ・高い生体親和性により、金属アレルギー患者さんにも使用可能です。

● ボンディング、ディボンディング

- ・メカニカルロックベース採用により接着剤を問いません。
- ・スロットのピンホールにより歯軸方向に力を加えると容易にディボンディングできます。



Rothタイプ	Torque	Ang.	Right/Left	.018 スロット	.022 スロット
  1 1	+12°	+5°	R L	18-5001R 18-5001L	22-5001R 22-5001L
  2 2	+8°	+9°	R L	18-5002R 18-5002L	22-5002R 22-5002L
  3 3	-2°	+10°	R L	18-5003R 18-5003L	22-5003R 22-5003L
  54 45	-7°	0°	R L	18-5005R 18-5005L	22-5005R 22-5005L
  21 12	-1°	0°	R L	18-5111	22-5111
  3 3	-11°	+7°	R L	18-5113R 18-5113L	22-5113R 22-5113L
  4 4	-17°	0°	R L	18-5114R 18-5114L	22-5114R 22-5114L
  5 5	-22°	0°	R L	18-5115R 18-5115L	22-5115R 22-5115L
カラーコード 				1pk 10個入	
1 症例キット 5~5				18-5000	22-5000
5~5				1kit 20個入	