

# Butterfly



- ▶ 脅威の軽さ:23 g
- ▶ ON / OFF:タッチセンサー (グローブ可)
- ▶ 光量調整:強弱
- ▶ バッテリー:マグネット式ワンタッチ交換



## 【ヘッドライト仕様】

ライト寸法	長さ30mm × 直径20mm
重量	7g
ライトスポット直径	90mm (計測距離42cm) 65mm (計測距離30cm)
照度	25,000Lux (計測距離25cm)
光源	LED
LED寿命	約50,000時間
色温度	5,700K
ヘッドライト可動部	2箇所

## 【バッテリー仕様】 ※バッテリー1個あたり

寸法	長さ50mm × 幅24mm × 高さ12.5mm
重量	16g
連続稼働時間	2時間
充電時間	1時間
電池種類	リチウムイオンポリマー
電池容量	3.7V/560mAh、2.07Wh
電池寿命	約500回

※バッテリー消耗『約5分前』にアラーム開始

## 【単品】

商品名	品番
バッテリーボックス	ad000008
充電パッド	ad000009
オレンジフィルター	ad000010
USBケーブル	ad000011
ACアダプター	ad000012
ユニヴァーサルクリップ	ad000013
ループ用マウント	ad000014
ループ用マウントCタイプ	ad000015

## マイクロライト コードレス バタフライ2



品番 ad000005

## 【セット内容】

ヘッドライト×1、バッテリー×3、専用ケース×1、充電パッド×1  
ユニヴァーサルクリップ×1、ループ用マウント×1、オレンジフィルター×1  
USBケーブル×1、ACアダプター×1、ドライバー×1

## Loupes & Butterfly

