

メガネをしたまま装着可能な、新しいタイプの双眼ルーペです。

マイクロルーペ レンズレスタイプ **2.5倍**

品番 nn000017



マイクロルーペ レンズレスタイプ **3.5倍**

品番 nn000027

LensLess

2.5倍
×
420mm

3.5倍
×
420mm



メガネ使用時



裸眼で TTL の間隔を



ご使用のメガネの上からも装着可能です。 ※メガネのタイプにより一部装着不可能な場合もあります。

超軽量タイプ

マイクロルーペ レンズレスタイプⅡ **2.5倍**

品番 nn000060



NEW

LensLess II

2.5倍
×
420mm



3箇所の
レンズ角度調節機能
理想的な姿勢で作業
が出来るレンズ位置
に調節可能

| 仕様 | レンズレス 2.5倍 | レンズレス 3.5倍 | NEW レンズレスⅡ 2.5倍 |
|--------------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 種類 | レンズレス 2.5倍 | レンズレス 3.5倍 | レンズレスⅡ 2.5倍 |
| 品番 | nn000017 | nn000027 | nn000060 |
| 倍率 | 2.5倍 | 3.5倍 | 2.5倍 |
| 作業距離 | 420mm | 420mm | 420mm |
| 焦点深度 | 90mm | 55mm | 50mm |
| 視野範囲 | 100mm | 60mm | 70mm |
| 重量 | 42g | 52g | 27g |
| 一般医療機器 特管非該当 医療機器届出番号 | 13B1X10089000241 | 13B1X10089000241 | 13B1X10089000815 |

※視野範囲：目を動かさない状態で見ることの出来る範囲 ※焦点深度：ピントの合う状態で見る事が出来る前後範囲