

矯正治療
の
必需品

チェアサイドで使用できる サンドブラスター

マイクロエッチャーII A ブローキット



ノズルおよびハンドピースのオートクレーブ滅菌可能
スリムノズル 口径 .048インチ 角度 60° 標準装備



- 内容
- マイクロエッチャーII Aハンドピース 1本
 - スリムノズル (口径 .048 角度 60°) 1個
 - マイクロエッチャーネジ付ホース 1個
 - ジャー 1個
 - 穴なしジャー 1個
 - 接続変換金具 1個
 - マイクロエッチ・ブロー 2本
 - マイクロエッチ・ブロー金具 1個



※パウダーは付属されておりません。必要に応じて別途お買い求めください。

医療機器届出番号:13B2X10359010025

矯正装置の接着面積の向上に

酸化アルミナ50

メタル、ポーセレン、
コンポジットレジン等の
表面処理用の
パウダーです。




内容量: 453g
白 (WHITE)
医療機器届出番号
13B2X10359010008

矯正用バンドのサンドブラスト処理



矯正用ブラケットのサンドブラスト処理



矯正装置の接着材の除去に

オーソプロフィー・SA-85

矯正用接着材の
除去等に使用する
パウダーです。



内容量: 453g
白 (WHITE)
医療機器届出番号
13B2X10359010009

矯正用ブラケットの 接着材の除去



※接着材の残留量および強度により、
接着材の除去が困難な場合があります。

形態・仕様は予告なく変更することがあります。

販売元



株式会社ミツバオーソサプライ
〒170-0002 東京都豊島区巣鴨2-16-4メゾンカタヤマ2F
TEL. 03-3949-0066 FAX. 03-3949-0090
URL <http://www.mitsuba-ortho.com>

製造販売元: 株式会社モリムラ
〒110-0011 東京都台東区三ノ輪1-28-10-3F
TEL 03-5808-9350 FAX 03-5808-9351