



- ワイヤーを冷却することで超軟化し、装置への装着が容易になります。
- 37℃で最良な矯正力を発揮します。
- 治療初期の段階からレクタングュラーワイヤーの装着が可能です。

1pk 25本入

		サイズ inches	Upper	Lower
	ラウンド	.012	TTFU012	TTFL012
		.014	TTFU014	TTFL014
		.016	TTFU016	TTFL016
		.018	TTFU018	TTFL018
		.020	TTFU020	TTFL020
	レクタングュラー	.016×.016	TTFU1616	TTFL1616
		.016×.022	TTFU1622	TTFL1622
		.017×.025	TTFU1725	TTFL1725
		.018×.018	TTFU1818	TTFL1818
		.018×.025	TTFU1825	TTFL1825
		.019×.025	TTFU1925	TTFL1925
		.020×.020	TTFU2020	TTFL2020
		.021×.025	TTFU2125	TTFL2125