

MOS ベーストックブラケット (B.T.B)

.018/.022 スロット

ボンディングブラケット
医療機器認証番号 15100BZZ01314000

MOSベーストックブラケットの特長

- 正確な歯牙移動が可能になるトルクインベース
- 違和感を軽減する丸みをおびたウイングとロープロファイル
- 結紮しやすいタイウイング形状



1pk 10個入

	Torque	Ang.	Right/Left	.018 スロット	フック付	.022 スロット	フック付
<u>1 1</u>	+12°	+5°	R L	18-301R 18-301L		22-301R 22-301L	
<u>2 2</u>	+7°	+7°	R L	18-302R 18-302L		22-302R 22-302L	
<u>3 3</u>	-2°	+10°	R L	18-303R 18-303L	18-303HR 18-303HL	22-303R 22-303L	22-303HR 22-303HL
<u>54 45</u>	-7°	0°	R L	18-305R 18-305L	18-305HR 18-305HL	22-305R 22-305L	22-305HR 22-305HL
<u>21 12</u>	0°	0°	R L	18-311		22-311	
<u>3 3</u>	-7°	+7°	R L	18-313R 18-313L	18-313HR 18-313HL	22-313R 22-313L	22-313HR 22-313HL
<u>4 4</u>	-15°	0°	R L	18-314R 18-314L	18-314HR 18-314HL	22-314R 22-314L	22-314HR 22-314HL
<u>5 5</u>	-20°	0°	R L	18-315R 18-315L	18-315HR 18-315HL	22-315R 22-315L	22-315HR 22-315HL